


## 電動ピペット MPAシリーズ

**新発売**


MPAシリーズは、人間工学に基づいて設計され、使いやすさを追求した便利なピペットです。高い精度を誇り幅広いレンジであるため、10 mLまでの大容量の試料も分注が可能です。標準の分注モードに加え、連続分注モードやミキシングモードなどの様々なモードがあり、多くの場面で汎用的に利用できます。



### 多様なピペッティングモード

【例】連続分注モード(MD)

1回の吸引で、連続分注(等量)が可能です。



- ①耐衝撃アダプターを装備
- ②見やすい液晶表示
- ③操作性を追求したボタン
- ④付属のUSBケーブルで充電
- ⑤人間工学に基づいた疲れにくい構造
- ⑥容量を色で識別可能
- ⑦オートクレーブ(滅菌)が可能

## 取扱説明書を見なくても操作できる 簡単操作キー



**UPキー**  
設定を変える(数値を上げる)

**ENTERキー**  
決定

**DOWNキー**  
設定を変える(数値を下げる)

**BACKキー**  
設定モードに入る/戻る

## らくらく操作

ワンプッシュの簡単操作です。



人差し指で操作

## 便利な機能

【例】質量(mg)による校正・表示機能

液体を mg で測定することで濃度計算が可能です。固体や粉体などの質量で管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れます。

## 【価格表】

品名	容量範囲	Cat.No.	価格
MPA-10	0.3~10 $\mu$ L	3001-18800	38,000
MPA-20	0.3~20 $\mu$ L	3001-18801	38,000
MPA-200	3.0~200 $\mu$ L	3001-18802	38,000
MPA-1200	15~1200 $\mu$ L	3001-18803	38,000
MPA-10000	0.1~10.0 mL	3001-18804	38,000

標準付属品: 取扱説明書、超シンプル設定ガイド、成績書、MPA用バッテリー(AX-BAT-MPA)、マルチプラグ付ACアダプター(AX-TB265)、電源ケーブル(AX-KO4835-180)、チップ(1本)、ネームステッカー、ピペットハンガー(AX-HA-STD)

掲載品の詳細は…

<http://www.gls.co.jp/product/syringes/00093.html>  
に掲載しています。

新製品情報を随時更新しています。

<http://www.gls.co.jp>




東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6357)5060	FAX.06(6357)4580
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術本部	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税がふくまれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



**安全に関するご注意**  
使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

AA941-20160201PDF