

豊富な種類のバイアルを取り揃えています

ジーエルサイエンスでは、サイズ、材質、入数など様々な仕様のバイアルを用意しています。お客様の用途に合わせた製品を選択できます。お気軽にお問い合わせください。

ホームページにも詳細を掲載しています → <http://www.gls.co.jp/product/vials/index.php>

オートサンプラーバイアル

- ・スクリューバイアル
 - ・スナップバイアル
 - ・クリンプバイアル
 - ・ヘッドスペースバイアル
 - ・シェルバイアル
- など

- ・容量
- ・材質
- ・入数

- ・色、ラベル有無
- ・キャップ・セプタム

各種豊富に取り揃えています。



ポリプロピレンバイアル

高純度ポリプロピレンバイアル

高純度ポリプロピレンを材質としたバイアルで、超低ブランクを実現します。



フィルターバイアル

バイアルとフィルターが一体となっています。

外筒のバイアルに試料を入れた後、内筒を押し込むことでろ過が完了し、そのままオートサンプラーにセットできます。



品質保証バイアル

MSスペック品質保証バイアルは、その製造に特殊な洗浄工程を追加し、微粒子と高感度分析に影響を与える可能性のあるバックグラウンドを低減することに成功した高品質のバイアルです。LC/MS/MSのような高感度分析に最適です。



96ウェルプレートバイアル

ガラスインサートを使用した96ウェルプレートバイアル、固相抽出やHPLCのオートサンプラーに適したウェルフォーマット用容器も各種取り揃えています。



掲載品の詳細は...

<http://www.gls.co.jp/product/vials/index.php>
に掲載しています。

新製品情報を随時更新しています。

<http://www.gls.co.jp>



ジーエルサイエンス株式会社

東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6357)5060	FAX.06(6357)4580
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術本部	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税がふくまれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー-30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622

<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

AA941-20160401PDF