

逆相用キラルカラム 250mmLキャンペーン


完全分離を目指して!

250mmLサイズのカラムを
150mmLサイズの価格でご提供!!!

カラム長の効果


150mmL

RS=1.26



250mmL

RS=1.77



カラム長150mmでは部分分離のクロマトが、カラム長を250mmに変更することによって移動相条件を変更することなく、完全分離できるケースがあります。

■キャンペーン期間

2020年1月6日(月) ▶ 2020年3月31日(火) 受注分まで

対象商品

CHIRALPAK® AD-RH、 AS-RH、 AY-RH、 AZ-RH
CHIRALCEL® OD-RH、 OJ-RH、 OX-RH、 OZ-RH

粒子径：5μm サイズ：4.6mm×250mmL



逆相用キラルカラム 250mmL キャンペーン

対象カラム一覧

DAICEL
Surprise! DA future. 100th

		4.6mm×150mmL		4.6mm×250mmL	
		通常価格(税別)	通常価格(税別)	通常価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
5μm シリーズ	CHIRALPAK® AD-RH、AS-RH、AY-RH、AZ-RH	¥165,000	¥180,000	→ ¥165,000	
	CHIRALCEL® OD-RH、OJ-RH、OX-RH、OZ-RH	¥165,000	¥180,000	→ ¥165,000	

でも、どのカラムで分析できるか、わからない・・・

ダイセルだからできる、みつける! 『分析条件』のを見つけ方

1 キラルカラムスクリーニングサービス

キラルカラム選択のために、
無償でキラルカラムスクリーニングサービスを行っています。
分取条件の検討も実施しておりますので、
ご購入検討の際には、是非ご依頼下さい。

2 キラルアプリケーションサーチ

WEB ブラウザ上で、どなたでも簡単にキラルアプリケーションが検索できます!

Chiral Application Search



- 登録不要
- 収録アプリケーション掲載総数 1600 以上
- 構造検索も可能!

詳しくは
<https://search.daicelchiral.com/>
へアクセス

■お問い合わせは

株式会社 **ダイセル**
CPIカンパニー

● 東日本: 〒108-8230 東京都港区港南 2-18-1 JR品川イーストビル TEL. 03-6711-8222(直) FAX. 03-6711-8228
● 西日本: 〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワーB TEL. 06-7639-7221(直) FAX. 06-7639-7228
● <https://www.daicelchiral.com/> ● E-mail: chiral@jp.daicel.com